

AMATEUR / PROFESSIONNEL

 DT GROUPE



TESKAD[®]

TESKAD SPRAY

Composition : Cyphénothrine 0,05 % m/m (n°CAS : 39515-40-7)

Cible : contre les punaises de lit

Apparence : liquide transparent


Conditionnement : Pulvérisateur 500 mL

Application :

sous le matelas, derrière les cadres et miroirs, sous les appareils électriques ou les meubles et tapis, sur les draps, matelas et sur les oreillers.

Traitement : 50 mL/m²

- EFFET CHOC
- PULVÉRISATION DIRECTE
- UTILISATION EN CURATIF



UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT