

BLOOD TRACKER est un produit d'aide à la lutte contre les infestations des logements par des punaises de lit.

Contribue à réduire
l'usage des produits
insecticides



Les punaises de lit, problème sanitaire en recrudescence en France et ailleurs

En raison de l'essor des voyages, du tourisme, les punaises de lit sont en **pleine recrudescence** partout dans le monde. Les punaises de lit sont des insectes de quelques mm, vivant à l'abri de la lumière, dans les espaces sombres. On les retrouve chez soi, à l'hôtel, dans les transports en commun. Les punaises de lit se nourrissent de sang humain et peuvent survivre plusieurs mois sans se nourrir. Elles peuvent piquer jusqu'à 90 fois en une seule nuit. Les punaises de lit sont responsables de nuisances parfois insupportables (trouble du sommeil, irritabilité, fatigue, etc..).

Le détecteur d'infestation de punaises de lit BLOOD TRACKER permet de vérifier très simplement, en quelques minutes, l'infestation d'une pièce par des punaises lit, et d'envisager un traitement insecticide **uniquement lorsque ce traitement est nécessaire.**



Conditionnement du pack BLOOD TRACKER

- 3 Flacons compte gouttes permettant de préparer 1.5L de solution prête-à-l'emploi **BT MIX**

Sécurité

- Se référer à la notice et aux fiches de données de sécurité avant utilisation. Fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

Distribution / Partenariat

Le détecteur d'infestation de punaises de lit **BLOOD TRACKER** peut être commercialisé en France, en Europe et dans tous les pays du monde.
Possibilité de commercialiser sous votre propre marque.

USAGE

Le pack **BLOOD TRACKER** permet de préparer 1.5L de solution prête-à-l'emploi **BT MIX, et de traiter environ 45 pièces.**

Le détecteur prêt à l'emploi BT MIX réagit avec les traces de sang, même très diluées, sang en particulier présent dans les excréments des punaises de lit. La réaction de chimioluminescence produit une lumière bleue qui persistera généralement entre 2 et 4 minutes. Cette lumière bleue sera visible dans l'obscurité et dans la pénombre. L'apparition de cette lumière bleue confirmera l'infestation d'une pièce par des punaises de lit.

COMPOSITION

Pack de 3 Concentrés

- **BLOOD TRACKER - BT 1** : Composition Luminol – Flacon compte-gouttes
- **BLOOD TRACKER - BT 2** : Solution alcaline - Flacon compte-gouttes
- **BLOOD TRACKER - BT 3** : Solution Oxydante – Flacon compte-gouttes

Solution Prête-A-l'Emploi BT MIX

- Pour 100ml de solution prête-à-l'emploi BT MIX, ajouter dans le flacon spray
 - o 0.47g de solution **BT 1** (environ 11 gouttes)
 - o 0.6g de solution LUXIUM® **BT 2** (environ 7 gouttes)
 - o 0.8g de solution LUXIUM® **BT 3** (environ 14 gouttes)