

# TRUDET<sup>™</sup>

## TEST DE DÉTECTION RAPIDE DES PUNAISES DE LIT

### Présentation

**TRUDET<sup>™</sup>** est un outil de détection précoce de présence de punaises de lit. Il permet de détecter de manière fiable et rapide la présence de punaises de lit au début de l'infestation.

Il peut également détecter des résidus de punaises de lit jusqu'à 90 jours après une intervention curative.

### Points Forts

- Détecte avec certitude les infestations avant les premiers signes de présence.
- Un outil testé scientifiquement et efficace à plus de 90%.
- Simple à utiliser et facile à transporter.
- Des résultats rapides, prêts en 5 minutes seulement.
- Possibilité de faire 5 chambres avec un test.

### Mode d'emploi

**Etape 1 :** Ouvrez le tube. Utilisez l'écouvillon à l'intérieur pour recueillir les résidus sur les surfaces où se cachent les punaises de lit (coutures du matelas, sommier, tête de lit, bords des canapés, intérieur de valises...).

Du fait de la haute sensibilité du test et afin d'éviter les faux positifs, limiter le prélèvement aux zones de vie des punaises.

**Etape 2 :** Remettez l'écouvillon à l'intérieur du tube et refermez-le. Brisez le bâtonnet bleu pour que le liquide se libère. Agitez doucement pendant 15 secondes.

**Etape 3 :** Dévissez le bouton blanc et pressez 4 gouttes dans le puits. Attendez 5 minutes.

**Etape 4 :** Visualisez les résultats sur le lecteur :  
Résultat positif  
Résultat négatif  
Résultat invalide

En cas de résultat positif, faire une inspection visuelle détaillée de tous les endroits où peuvent se trouver les punaises de lit.

Pour plus de détails, merci de vous référer au protocole d'utilisation du **TRUDET<sup>™</sup>**.

TESTÉ SCIENTIFIQUEMENT  
FIABLE À PLUS DE 90%



### Référence et conditionnements

**Réf. I3885 :** Détecteur punaises **TRUDET<sup>™</sup>**  
Disponible en carton de 5 kits, 20 kits ou 100 kits.

